


CATALOGUE
EQUIPEMENTS DE
FAUTEUIL DENTAIRE
compresseurs d'air, stérilisateur d'eau





Désinfecteur d'eau



Sterile Water DM 16 qui exploite l'action des rayons ultraviolets pour neutraliser les bactéries, les algues, les virus, les spores et les champignons. le dosage requis pour presque toutes les bactéries et virus de l'eau principale est compris entre 2 500 et 2 000 Wsec / cm². avec de l'eau stérile, l'émission du rayonnement ultraviolet dépasse 30 000 Wsec / cm². avec une longueur d'onde de 253,7 nanomètres qui détruisent les ponts thymiques de l'acide nucléique des bactéries et des virus, afin de détruire le seul micro-organisme. La durée d'utilisation est d'environ 2000 heures.

Compresseur d'air pour 1 fauteuil



Réservoir:	24 litres
Fauteuil dentaire:	1
Débit d'air:	62 litres par minute
Tension:	230/50-1ph
Bruyant:	70dB(A)
Dimensions:	47x50xh.65cm
Poids:	40kg

24 litres
1
62 litres par minute
230/50-1ph
70dB(A)
47x50xh.70cm
50kg

Compresseur d'air pour 2 fauteuils



Réservoir: 24 litres
Fauteuil dentaire: 2
Débit d'air: 120 litres par minute
Tension: 230/50-1ph
Bruyant: 72dB(A)
Dimensions: 47x50xh.70cm
Poids: 45kg



Réservoir: 24 litres
Fauteuil dentaire: 2
Débit d'air: 120 litres par minute
Tension: 230/50-1ph
Bruyant: 72dB(A)
Dimensions: 47x65xh.70cm
Poids: 55kg

Compresseur d'air pour 3 fauteuils



Réservoir: 50 litres
Fauteuil dentaire: 3
Débit d'air: 150 litres par minute
Tension: 230/50-1 ph
Bruyant: 74dB(A)
Dimensions: 47x50xh.90cm
Poids: 52kg

Réservoir: 50 litres
Fauteuil dentaire: 3
Débit d'air: 144 litres par minute
Tension: 230/50-1 ph
Bruyant: 74dB(A)
Dimensions: 47x65xh.70cm
Poids: 62kg

Compresseur d'air pour 4 fauteuils




Réservoir:
Fauteuil dentaire:
Débit d'air:
Tension:
Bruyant:
Dimensions:
Poids:

50 litres
4
203 litres par minute
400V-3ph
78dB (A)
47x50xh.90cm
53kg

50 litres
4
208 litres par minute
400V-3ph
78dB (A)
47x65xh.90cm
63kg

Compresseur d'air

pour 6 et 8
fauteuils



Réservoir:
Fauteuil dentaire:
Débit d'air:
Tension:
Bruyant:
Dimensions:
Poids:

100 litres
6
288 litres par minute
400V-3ph
78dB (A)
135x65x87 cm
127kg

100 litres (24.42 gal)
8
406 litres par minute
400V-3ph
82dB (A)
145x75x107 cm
130kg



**Appelez nous
au :**

04 37 25 06 21



**Envoyer nous un
mail:**

contact@plysmedical.fr

