



# KRONOS B6

## SPEEDY

6 LITRES



# KRONOS B18/23

18-23 LITRES



# TICHE B60

60 LITRES



**FICHE PRODUITS**  
PLYSMEDICAL.FR



	<b>KRONOSB</b> SPEEDY 6 LITRES	<b>KRONOSB</b> 18-23 LITRES	<b>KRONOSB</b> 60 LITRES
--	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Fermeture motorisée				
Sécurité de verrouillage porte	électrique	électrique	électrique	
Type de vide	fractionné	fractionné	fractionné	
Générateur instantané de vapeur				
Programme de test	Bowie & Dick / Helix /Vaccum	Bowie & Dick / Helix /Vaccum	Bowie & Dick / Helix /Vaccum	
Imprimante intégrée				
Afficheur	Graphique	Graphique	Graphique	
M.T.S. Memory Systeme Test				
Connexion au datalogger				
Raccordement déminéralisateur				
Cycle nuit d'eau				
Réservoirs d'eau interne (eau propre et eau usée)	2	2	2	
Volume de la chambre en litres	6	18	23	60
Nombre de cycles avec une charge d'eau	18	8	6	7
Masse stérilisable sous emballage en kg	1	3	4,5	-
Nombre de plateaux	3	4	4	4
Dimension des plateaux en mm (Lxlxh)	1 tray: 150x240x19 2 trays: 115x240x19	185x285x17	185x440x17	2 trays: 310x550x25 2 trays: 220x550x25
Poids de la machine à vide en kg	40	50	55	146
Dimension extérieur :				
Profondeur mm	610	615	690	783
Largeur mm	445	505	505	680
Hauteur mm	345	400	400	1600
Tension d'alimentation	230 V			230 V
Fréquence du secteur	50-60 Hz			50-60 Hz
Puissance nominale	2500 W	2400 W		3300 W
Port USB (en option)				