



WD1160



THERMO DÉSINFECTEUR CONFORME A EN 15883

BASIC LINE - THERMO DÉSINFECTEURS 60 CM

- ✓ lavage jusqu'à 95 °C - désinfection thermique
- ✓ programmes: 9 pré-réglés + 6 libres
- ✓ programmables du système de commande à microprocesseur
- ✓ port série RS232 pour la connexion à une imprimante externe ou un PC
- ✓ séchage thermodynamique actif
- ✓ condenseur de vapeur à la réduction EcoSlim, haute efficacité
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de neutralisation capteur de niveau de liquide
- ✓ possibilité d'installer une pompe péristaltique supplémentaire
- ✓ réservoir de lavage et en acier inoxydable AISI 316L
- ✓ construit en acier inox AISI 304
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- ✓ dimensions intérieures LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ capteur intégré régénération volumétrique d'adoucisseur d'eau avec une solution saline
- ✓ interconnecter l'eau froide et l'eau déminéralisée
- ✓ serrure électronique, pour la sécurité de l'utilisateur
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- ✓ disponible modèle monophasé: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 kW max (cod. WD1160-1)
- ✓ disponible phase de modèle sans 3P neutre: 3/PE 230 V - 50 Hz - 7 kW max (cod. WD1160-3)
- ✓ sans chariots
- ✓ aussi disponible avec glissières télescopiques pour 2ème niveau (WD1160R)