



WD2145



THERMO DÉSINFECTEUR, CONFORME A' EN 15883

BASIC LINE - THERMO DÉSINFECTEURS 45 CM

- ✓ branchement électrique: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max
- ✓ lavage jusqu' a 95 °C - désinfection thermique
- ✓ programmes: 9 programmes mémorisés + 6 programmes personnalisables
- ✓ contrôle électronique programmable par microprocesseur
- ✓ porte série RS232 pour connexion à imprimante extérieure ou PC
- ✓ séchage thermodynamique actif
- ✓ pompe doseuse détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe doseuse neutralisant liquide avec capteur de niveau
- ✓ possibilité d'installer une pompe péristaltique optionnelle
- ✓ revêtement cuve et partie intérieure de la porte en acier AISI 316L
- ✓ logement pour les détergents en acier inox AISI 304, capacité de 2 x 5 litres
- ✓ revêtement extérieur en acier inox AISI 304
- ✓ 2 niveaux de lavage indépendants par l'entremise des glissières télescopiques
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- ✓ dimensions intérieures LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ adoucisseur d'eau incorporée avec capteur de sel
- ✓ système électronique d'ouverture de la porte pour la sécurité des utilisateurs
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 2,8 kW max
- ✓ sans chariots