



WD5090TFO



THERMO-DESINFECTEUR DE GRANDE CAPACITÉ AVEC SECHAGE, CONFORME EN 15883

- ✓ lavage jusqu'à 95 ° C - désinfection thermique
- ✓ programmes: 20 pré-réglés + 10 libres
- ✓ contrôle électronique 3 microprocesseurs programmables
- ✓ écran graphique multilingue, 128x64 pixels
- ✓ port série RS232 pour la connexion à une imprimante externe ou PC
- ✓ imprimante intégrée
- ✓ séchage par air chaud pulsé avec filtre HEPA 99,999%
- ✓ condenseur de vapeur à haute efficacité
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de neutralisation capteur de niveau de liquide
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage du désinfectant avec capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de lubrifiant avec capteur de niveau
- ✓ réservoir de lavage et en acier inoxydable AISI 316L
- ✓ tubes internes en acier inox AISI 304
- ✓ construit en acier inox AISI 304
- ✓ meuble pour les détergents en acier inox AISI 304, pour 4 bidons 5 litres
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 900 x 630 x 850 mm
- ✓ dimension intérieure LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ la pompe de vidange à haut rendement
- ✓ chaudière y compris, pour l'eau de pré-chauffage pour les cycles de lavage rapides
- ✓ liens de l'eau froide, l'eau chaude et de l'eau déminéralisée
- ✓ serrure électronique, pour la sécurité de l'utilisateur
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (230 V commutable)
- ✓ pas de chariots