



WD6010T



THERMO-DESINFECTEUR A' PORTE DOUBLE AVEC CYCLE TURBO
DOUBLE DOOR WASHER DISINFECTOR FOR CSSD

- ✓ lavage jusqu'à 95 ° C - désinfection thermique
- ✓ capacité de lavage 12 paniers DIN
- ✓ programmes: 20 pré-réglés + 20 libres
- ✓ équipé de cycles RAPIDES (maximum 33 minutes)
- ✓ écran TFT multi-langues, coloré et tactile
- ✓ opération protégée par différents niveaux de mot de passe
- ✓ possibilité d'installer le panneau de l'imprimante intégrée
- ✓ port USB pour les téléchargements cycles de lavage
- ✓ port LAN pour la connexion réseau (facultatif)
- ✓ N.2 Portes en verre à l'avant-plan
- ✓ serrures électroniques, la séparation de l'air pour sale / propre
- ✓ les bras de lavage fixés, l'un sur le ciel et l'autre sur le fond de la cuve
- ✓ séchage par air chaud pulsé avec filtre HEPA 99,999%
- ✓ condenseur de vapeur à haute efficacité "Ecoslim"
- ✓ système de reconnaissance automatique des chariots
- ✓ système de détection de rotation des gicleurs
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de neutralisation capteur de niveau de liquide
- ✓ possibilité d'installer jusqu'à 2 pompe péristaltique supplémentaires
- ✓ réservoir de lavage et en acier inoxydable AISI 616L
- ✓ construit en acier inox AISI 304
- ✓ cuve de lavage réalisée en acier inox AISI 316L
- ✓ meuble pour les détergents pour 3 bidons 5 litres et un bidon 1 litre
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 650 x 720 x 1950 mm
- ✓ dimension intérieure LxPxH: 550 x 620 x 685 mm

- ✓ liens de l'eau froide, l'eau chaude et de l'eau déminéralisée
- ✓ possibilité de pompe de vidange murale (en option)
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- ✓ pas de chariots