



THERMO-DESINFECTEUR A' PORTE DOUBLE AVEC SYSTEME DE SECHAGE «DRYING SYSTEM»
DOUBLE DOOR WASHER DISINFECTOR FOR CSSD

- ✓ lavage jusqu'à 95 °C - désinfection thermique
- ✓ capacité de lavage 10 paniers DIN (max.12)
- ✓ programmes: 20 pré-réglés + 20 libres
- ✓ écran graphique multilingue, TFT à couleurs sur les deux côtés
- ✓ opération protégée par différents niveaux de mot de passe
- ✓ possibilité d'installer le panneau de l'imprimante intégrée
- ✓ port USB pour les téléchargements cycles de lavage
- ✓ port LAN pour la connexion réseau (facultatif)
- ✓ n. 2 portes coulissantes en verre vers le bas
- ✓ serrures électroniques, la séparation de l'air pour sale / propre
- ✓ les bras de lavage fixés, l'un sur le ciel et l'autre sur le fond de la cuve
- ✓ séchage par air chaud pulsé avec 2 filtres HEPA 99,999%
- ✓ chaudière électrique pour l'eau déminéralisée
- ✓ chauffage électrique et chauffe-eau
- ✓ chauffage à vapeur pour le réservoir et la chaudière
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de détergent liquide avec capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour le dosage de neutralisation capteur de niveau de liquide
- ✓ possibilité d'installer jusqu'à 2 pompe péristaltique supplémentaires
- ✓ réservoir de lavage et en acier inoxydable AISI 616L
- ✓ construit en acier inox AISI 304
- ✓ cuve de lavage réalisée en acier inox AISI 316L
- ✓ meuble pour les détergents pour 3 bidons 5 litres et un bidon 1 litre
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 780 x 800 x 1950 mm
- ✓ dimension intérieurs LxPxH: 550 x 620 x 685 mm
- ✓ liens de l'eau froide, l'eau chaude et de l'eau déminéralisée

- ✓ possibilité de pompe de vidange murale (en option)
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- ✓ chariots pas compris