



THERMO-DESINFECTEUR A' PORTE DOUBLE AVEC SYSTEME DE SECHAGE «DRYING SYSTEM»  
DOUBLE DOOR WASHER DISINFECTOR FOR CSSD

- ✓ lavage jusqu' a 95 °C - désinfection thermique
- ✓ capacité de 18 paniers DIN
- ✓ programmation électronique: 20 programmes set + 20 programmes libres
- ✓ écran graphique multilingue, TFT à couleurs sur les deux côtés
- ✓ opération protégée par différents niveaux de mot de passe
- ✓ possibilité d'installer le panneau de l'imprimante intégrée (optionnel)
- ✓ port USB pour les téléchargements des cycles de lavage (optionnel)
- ✓ port Ethernet pour connexion LAN (optionnel)
- ✓ n. 2 portes coulissantes en verre vers le bas
- ✓ serrures électroniques, la séparation de l'air pour sale / propre
- ✓ n. 2 bras de lavage, l'un sur le ciel et l'autre sur le fond de la cuve
- ✓ système de séchage avec air chaud
- ✓ condenseur de vapeur à haute efficacité à l'injection d'eau froide (optionnel)
- ✓ pompe péristaltique pour détergent liquide et capteur de niveau
- ✓ pompe péristaltique pour neutraliseur liquide et capteur de niveau
- ✓ possibilité d'installer jusqu'à 3 pompes péristaltiques supplémentaires
- ✓ armoire à détergent avec plateau amovible de capacité jusqu'à 4 x 5 litres + 1 x 1 litre
- ✓ chambre de lavage et le porte interne en acier inox AISI 316L
- ✓ panneaux extérieurs en acier inox AISI 304
- ✓ dimensions extérieures LxPxH: 900 x 1000 x 1942 mm
- ✓ dimensions intérieures LxPxH: 626 x 812 x 685 mm
- ✓ connexions de l'eau froide, de l'eau chaude et de l'eau demi
- ✓ drainage du sol
- ✓ pompe de drainage (optionnel)
- ✓ branchement électrique: 3/N/PE 380-400 V - 50 Hz - 22 kW max

- ✓ 60 Hz version disponibles
- ✓ sans chariots