



Série Azteca AC

Stérilisateurs à vapeur moyens



Spécifications produits



Modèle série Azteca AC	AC-450	AC-450 Premium	AC-470*	AC-470 Premium*	AC-575*	AC-5100
Dimensions de la chambre, diam. int. x prof.	400 x 660 mm		400 x 700 mm		500 x 700 mm	500 x 1000 mm
Volume de la chambre	75 l		90 l		150 l	200 l
Dimensions externes L x H x D	750 x 630 x 970 mm				850 x 730 x 1050 mm	850 x 730 x 1300 mm
Poids	160 kg		170 kg		200 kg	240 kg
Alimentation**	3 phases, 400V - 16A, 50/60 Hz		3 phases, 400V - 25A, 50/60 Hz		3 phases, 400V - 32A, 50/60Hz	
Alimentation avec générateur vapeur	7 kW	6,1 kW	9,9 kW	9 kW	10 kW	
Cycles de stérilisation disponibles	Flash 134 °C / Non enveloppé 134 °C / Enveloppé 134 °C / Prion 134 °C / Poreux 121 °C					
Cycles de test disponibles	Test Bowie & Dick / Test sous vide					
Écran tactile	Graphique couleurs LCD 5.7"					
Boîtier	Acier peint de qualité	Acier inoxydable	Acier peint de qualité	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable

*Modèles à deux portes disponibles

**Ajustable a différents systèmes de voltage