



# Série Azteca A

## Grands stérilisateurs à vapeur



# Spécifications produits



Modèle série Azteca A		A-446	A-456	A-501	A-666	A-669	A-6612	A-6615
Dimensions chambre interne L x H x D*		406 x 406 x 670 mm	500 x 500 x 735 mm	500 x 500 x 1035 mm	660 x 660 x 740 mm	660 x 660 x 1035 mm	660 x 660 x 1300 mm	660 x 660 x 1590 mm
Volume de la chambre		110 l	180 l	255 l	320 l (4 STU)	450 l (6 STU)	570 l (8 STU)	690 l (10 STU)
Dimensions externes L x H x D		660 x 1900 x 910 mm	970 x 1800 x 1010 mm	970 x 1800 x 1310 mm	1130 x 1950 x 1010 mm	1130 x 1960 x 1305 mm	1130 x 1950 x 1570 mm	1130 x 1960 x 1860 mm
Poids		350 kg	550 kg	750 kg	850 kg	1000 kg	1150 kg	1250 kg
Alimentation**		3 phases, 400 V, 50 Hz						
Alimen- tation	sans générateur vapeur	2 kW						
	générateur vapeur facultatif	12 kW	18 kW	27 kW	27 kW	36 kW	54 kW	63 kW
Cycles de stérilisation disponibles		Flash 134 °C / Non enveloppé 134 °C / Enveloppé 134 °C / Prion 134 °C / Poreux 121 °C						
Cycles de test disponibles		Test Bowie & Dick / Test sous vide						
Écran tactile		Graphique couleurs LCD 5.7"						
Boîtier		Acier inoxydable						
Portes		1 ou 2 portes verticales coulissantes						

\* Les dimensions et le volume en fonction des unités avec deux portes

\*\* Réglable à des systèmes de tension différents